

PRAKTISCHE INFORMATIE

Op de afdeling revalidatie wordt elke patiënt tijdens het eten geobserveerd, hetzij individueel op de kamer, hetzij in groep in de eetzaal.

Wanneer blijkt dat er nood is aan een hulpmiddel, dan wordt dit door de dienst aangeboden en wordt het gebruik ervan toegelicht.

Bestek met conisch handvat wordt aangerekend aan de patiënt en is dus voor persoonlijk gebruik. Je mag dit naar huis meenemen bij ontslag. Dit geldt ook voor de schuimverdikking, afgeknipt op maat. Het bestek met gebogen handvat wordt in bruikleen gegeven.

Deze hulpmiddelen evenals vele alternatieven zijn verkrijgbaar in de thuiszorgwinkel.

Voor meer info raadpleeg:

Hoofdverpleegkundige revalidatie

☎ 055 33 68 00

Ergotherapeut

☎ 055 33 67 40

✉ verpleegpost.d1@azoudenaarde.be

Heb je nog vragen
of opmerkingen
over deze brochure?
We houden graag
rekening met
jouw suggesties!

AZ Oudenaarde vzw

Minderbroedersstraat 3, 9700 Oudenaarde

T 055 33 61 11 - F 055 33 66 95

info@azoudenaarde.be

www.azoudenaarde.be

AZ OUDENAARDE
VZW



AZO/REVV/205

Laatst aangepast op 21/10/2019

V.U.: AZ Oudenaarde

Revalidatie



**AANGEPAST
BESTEK**

HULPMIDDELEN VOEDING

Informatie voor patiënten

AZ OUDENAARDE
VZW



www.azoudenaarde.be

Volg ons op



GEBOGEN HANDVAT

Wanneer de beweeglijkheid van de linker- of rechterarm afgenomen is ten gevolge van een trauma of aandoening, kan het nuttig zijn om gebruik te maken van bestek waarvan de kop in een andere hoek is gedraaid, links of rechts, ten opzichte van het klassieke bestek.



Er bestaan hiervan modellen die een vaste hoek hebben en modellen waarvan de hoek instelbaar is.

VERDIKT HANDVAT

Er bestaat een schuimverdikking die op de gewenste lengte kan geknipt worden en die over het handvat van het gewoon bestek geschoven wordt. Hierdoor wordt het handvat dikker, wat nuttig kan zijn bij patiënten met een verzwakte greep.

De voordelen hiervan zijn:

- licht gewicht
- antislipeffect aanwezig
- door de gesloten celstructuur gemakkelijk afwasbaar en dus duurzaam in gebruik
- economisch, aangezien het op verschillende hulpmiddelen aangebracht kan worden, bv. bestek, pen, tandenborstel, kam,...

Op de markt is er ook een alternatief beschikbaar, namelijk bestek met een kant-en-klaar verdikte handgreep.



CONISCH HANDVAT

Dit hulpmiddel wordt eveneens aangebracht over het handvat van het klassieke bestek of over een ander voorwerp zoals een pen, een kam, een tandenborstel,....

Het is gemaakt uit kunststof, waardoor er een betere grip van het voorwerp ontstaat.

Het voorwerp kan met velcro gefixeerd worden op de hand, waardoor het niet accidenteel uit die hand kan vallen.



Deze houders zijn verkrijgbaar in een gewone en in een verzwaarde versie, wat een extra hulp kan zijn voor mensen met een tremor zoals bv. parkinsonpatiënten.

Er bestaat ook bestek waarvan het handvat verzwaard is. Dit kan dienen als alternatief.